# SupreDye™(スーパーダイ) Cycle Sequencing Kit



ABI Genetic Analyzer 各モデルでご利用可能なダイターミネーターサイクルシーケンスキットです。キットには、シーケンス反応に必要なすべての試薬が含まれます。




- 従来品と同じプロトコールで利用可能
- 装置の各種設定ファイルは、BigDye™と共通で変更不要
- シグナルの安定性が高く、難しいテンプレートにおいてもロングリードが可能
- ・ 8倍希釈プロトコールに必要な、5 x 希釈バッファーを追加添付

#### キット構成

反応数	Premix	5 x Sequencing Buffer	pGem control	M13(-21) Primer
24	192 µl	0.65 ml	10 µl	10 µl
100	800 µl	2.0 ml×1本 (追加添付) 1.0 ml×1本	10 μΙ	10 μΙ
1000	800 µl×10本	2.0 ml×8本 (追加添付) 12ml	50 μl	50 μl

#### サポートデータ



SupreDyeサイクルシーケンスキット(上)は、T社製品(下)と比較して、優れた信号強度と安定性を示します。

カタログ番号	品 名	容量	価格(税別)
060001	SupreDye™ v1.1 Cycle Sequencing Kit, 24 rxn	24反応	¥52,000-
063001	SupreDye™ v3.1 Cycle Sequencing Kit, 24 rxn	24反応	¥52,000-

カタログ番号	品 名		価格(税別)
060002	SupreDye™ v1.1 Cycle Sequencing Kit, 100 rxn	100反応	¥190,000-
063002	SupreDye™ v3.1 Cycle Sequencing Kit, 100 rxn	100反応	¥163,000-
060008	SupreDye™ v1.1 Cycle Sequencing Kit, 1000 rxn	1,000反応	¥1,650,000-
063008	SupreDye™ v3.1 Cycle Sequencing Kit, 1000 rxn	1,000反応	¥1,590,000-

High-Gテンプレート(GTまたはGC)の場合にシーケンス性能が最適化される、dGTP サイクルシーケンシングキットもございます



# PwrPOP™ -7, -6, -4 ポリマ キャピラリー洗浄ま

#### PwrPOP™ ポリマー

ABI Genetic Analyzer 各モデルでご利用可能なポリマーです。

# アナライザーの設定、キャリブレーションの変更なしにご利用いただけます。



- Runプロトコールやキャリブレーション設定の変更は不要
- 高いコストパフォーマンスをご提供
- ABI Genetic Analyzer 310, 31XX, 37XXシリーズ各モデル対応品をご用意

カタログ番号	品 名	容量(ml)	希望小売価格(税別)
036005	PwrPOP™-6 for 310/3100 series	5 ml	¥75,000-
036003	PwrPOP™-6 for 3130 series	3.5 ml	¥57,000-
036007	PWIPOP **-8 for 3130 series	7 ml	¥98,000-
037003	PwrPOP™-7 for 3130 series	3.5 ml	¥57,000-
037007	PWIPOP **-7 TOT 3130 Series	7 ml	¥98,000-
037028		28 ml	¥158,000-
037140	PwrPOP™-7 for 3730 series	28 ml × 5	¥781,000-
037280		28 ml × 10	¥1,360,000-


上記に加え、PwrPOP™-4(310/3100)もございます。価格情報は弊社ウェブサイトをご確認下さい



# ADS™Capillary Regeneration Kits

### キャピラリー内に蓄積された不純物を除去し、分離パフォーマンスを回復させます

- 分離能の低下や、スメアが生じたキャピラリー でご使用ください
- キットの4種類のバッファーで洗浄します
- 洗浄工程でキャピラリー取り外しは不要です
- キャピラリー交換の頻度を減らし、シーケンスの コストパフォーマンスを高めます



カタログ番号	品 名	容量(ml)	定価(税別)
150007	APCIM Capillary Regeneration Kits	7 ml × 4	¥104,000-
150028	ADS™ Capillary Regeneration Kits	28 ml × 4	¥278,000-

# 株式会社エムエステクノシステムズ

2025-03-03



■東日本 〒162-0805

東京都新宿区矢来町113番地

TEL (03)3235-0673 FAX (03)3235-0669

■西日本 〒532-0005

大阪市淀川区三国本町2丁目12番4号

TEL (06)6396-6616 FAX (06)6396-6644

e-mail: technosales@technosaurus.co.jp URL: http://www.mstechno.co.jp

- 会社名および商品名は、各会社の商標または登録商標です。本カタログ記載の規格・仕様および価格は、予告なく変更する場合があります。

販売店