

# SupreDye™ (スーパーダイ) Cycle Sequencing Kit



ABI Genetic Analyzer 各モデルでご利用可能なダイターミネーターサイクルシーケンスキットです。キットには、シーケンス反応に必要なすべての試薬が含まれます。




- 従来品と同じプロトコルで利用可能
- 装置の各種設定ファイルは、BigDye™ と共通で変更不要
- シグナルの安定性が高く、難しいテンプレートにおいてもロングリードが可能
- 8倍希釈プロトコルに必要な、5 x 希釈バッファーを追加添付

## キット構成

反応数	Premix	5 x Sequencing Buffer	pGem control	M13(-21) Primer
24	192 $\mu$ l	0.65 ml	10 $\mu$ l	10 $\mu$ l
100	800 $\mu$ l	2.0 ml×1本 (追加添付) 1.0 ml×1本	10 $\mu$ l	10 $\mu$ l
1000	800 $\mu$ l×10本	2.0 ml×8本 (追加添付) 12ml	50 $\mu$ l	50 $\mu$ l

## サポートデータ



SupreDyeサイクルシーケンスキット（上）は、T社製品（下）と比較して、優れた信号強度と安定性を示します。

カタログ番号	品 名	容量	価格(税別)
060001	SupreDye™ v1.1 Cycle Sequencing Kit, 24 rxn	24反応	¥64,000-
063001	SupreDye™ v3.1 Cycle Sequencing Kit, 24 rxn	24反応	¥64,000-

カタログ番号	品 名	容量	価格(税別)
060002	SupreDye™ v1.1 Cycle Sequencing Kit, 100 rxn	100反応	¥203,000-
063002	SupreDye™ v3.1 Cycle Sequencing Kit, 100 rxn	100反応	¥169,000-
060008	SupreDye™ v1.1 Cycle Sequencing Kit, 1000 rxn	1,000反応	¥2,190,000-
063008	SupreDye™ v3.1 Cycle Sequencing Kit, 1000 rxn	1,000反応	¥2,120,000-

High-Gテンプレート（GTまたはGC）の場合にシーケンス性能が最適化される、dGTP サイクルシーケンシングキットもございます

# PwrPOP™ -7, -6, -4 ポリマー キャピラリー洗浄キット

## PwrPOP™ ポリマー

ABI Genetic Analyzer 各モデルでご利用可能なポリマーです。

アナライザーの設定、キャリブレーションの変更なしにご利用いただけます。

- Runプロトコルやキャリブレーション設定の変更は不要
- 高いコストパフォーマンスをご提供
- ABI Genetic Analyzer 310, 31XX, 37XXシリーズ各モデル対応品をご用意



カタログ番号	品 名	容量(ml)	希望小売価格 (税別)
036005	PwrPOP™-6 for 310/3100 series	5 ml	¥84,000-
036003	PwrPOP™-6 for 3130 series	3.5 ml	¥64,000-
036007		7 ml	¥111,000-
037003	PwrPOP™-7 for 3130 series	3.5 ml	¥64,000-
037007		7 ml	¥111,000-
037028	PwrPOP™-7 for 3730 series	28 ml	¥178,000-
037140		28 ml × 5	¥880,000-
037280		28 ml × 10	¥1,540,000-

上記に加え、PwrPOP™-4(310/3100)もございます。価格情報は弊社ウェブサイトをご確認下さい




## ADS™ Capillary Regeneration Kits



キャピラリー内に蓄積された不純物を除去し、分離パフォーマンスを回復させます

- 分離能の低下や、スミアが生じたキャピラリーでご利用ください
- キットの4種類のバッファーで洗浄します
- 洗浄工程でキャピラリー取り外しは不要です
- キャピラリー交換の頻度を減らし、シーケンスのコストパフォーマンスを高めます



カタログ番号	品 名	容量(ml)	定価(税別)
150007	ADS™ Capillary Regeneration Kits	7 ml × 4	¥118,000-
150028		28 ml × 4	¥313,000-

## 株式会社 エムエステクノシステムズ



■東日本 〒162-0805  
東京都新宿区矢来町113番地  
TEL (03)3235-0673 FAX (03)3235-0669  
■西日本 〒532-0005  
大阪市淀川区三国本町2丁目12番4号  
TEL (06)6396-6616 FAX (06)6396-6644  
e-mail: [technosales@technosaurus.co.jp](mailto:technosales@technosaurus.co.jp)  
URL: <http://www.mstechno.co.jp>

●会社名および商品名は、各会社の商標または登録商標です。  
●本カタログ記載の規格・仕様および価格は、予告なく変更する場合があります。

販売店