


# New Human IFN- $\gamma$ ELISPOT- Rapid Kit



## ヒトIFN- $\gamma$ ELISPOTアッセイの時間短縮が可能です


IFN- $\gamma$ の検出能はそのままに、発色用酵素 (AP)がダイレクトにラベルされた検出用抗体を採用することで、ターシャリー溶液のインキュベーション、試薬調製のステップが省略されました。

### ▶従来の手順



### ▶Rapid Kitの手順

**インキュベーション30分 & 試薬調製1ステップの省略**



### アッセイデータ

アッセイデータ	カタログ番号	製品名	希望小売価格 (税別)
<p>左) 刺激無し、右) 刺激あり Human PBMC (200,000 cells/ well) 抗原 CEF+ peptide pool</p>	96 well White plate		
	HIFNgp-1M/2-rapid	Hu IFN- $\gamma$ 96-well White-RAPID, 2 white plates	¥128,000
	HIFNgp-1M/5-rapid	Hu IFN- $\gamma$ 96-well White-RAPID, 5 white plates	¥308,000
	HIFNgp-1M/10-rapid Strip Plate (96 well)	Hu IFN- $\gamma$ 96-well White-RAPID, 10 white plates	¥582,000
	HIFNgp-2M/2-rapid	Hu IFN- $\gamma$ 96-well Strip-RAPID, 2 Strip plates	¥143,000
	HIFNgp-2M/5-rapid	Hu IFN- $\gamma$ 96-well Strip-RAPID, 5 Strip plates	¥344,000
	HIFNgp-2M/10-rapid	Hu IFN- $\gamma$ 96-well Strip-RAPID, 10 Strip plates	¥649,000
		※すべてプレコートキットです	

製品については下記までお問い合わせください。

## 株式会社 エムエステクノシステムズ




東日本 〒162-0805 東京都新宿区矢来町113  
TEL (03)3235-0673 FAX (03)3235-0669  
西日本 〒532-0005 大阪市淀川区三国本町2-12-4  
TEL (06)6396-6616 FAX (06)6396-6644

E-mail: [technosales@technosaurus.co.jp](mailto:technosales@technosaurus.co.jp)  
<http://www.mstechno.co.jp>

●会社名および商品名は、各会社の商標または登録商標です。  
●本カタログ記載の規格・仕様および価格は、予告なく変更する場合があります。

CTL ELISPOTキット  
検索サイト



<https://elispot.mstechno.co.jp/>