

2023年7月

お客様各位

株式会社エムエステクノシステムズ
営業部

製品の仕様変更について (ChemoMetec 社製品)

拝啓、時下ますますご清栄の段、お慶び申し上げます。

平素は格別のご高配を賜り誠に有難うございます。

さて、ChemoMetec 社では、自動セルカウンターNucleoCounter® NC-200™の NC-200 PQ Kit 4 (製品番号 912-0013) の製品パッケージ、Certificate of Analysis(COA)、Tech Note の変更をお知らせいたします。今後製造される製品は、機能面および品質面において従来製品と互換性があります。変更点は以下の一覧の通りです。ご不明点がございましたらお気軽に弊社までお問い合わせください。引き続き NucleoCounter® NC-200™をご愛顧のほど、何卒宜しくお願い申し上げます。

敬具

記

製品パッケージ：

- ◆ 紙面での Tech Notes (994-0222、994-0223)の同梱廃止
※お客様ご自身で作業を行われる場合、これらの PDF ファイルをお送りいたしますので弊社または各営業担当者までご連絡ください。
- ◆ 蛍光ビーズの容器が 1.5 ml チューブから 4.0 ml バイアルへ変更
- ◆ Package insert (992-0031)のビーズ溶液容量の更新
- ◆ Tech Notes の同梱廃止に伴い、Package insert (992-0031)の“Usage”に新しい文章が追加：“Technical Notes can be requested from ChemoMetec Support Team.”
- ◆ キットの箱とラベルのレイアウト変更

Certificate of Analysis No. 992-0032:

- ◆ Beads Medium の変動係数(CV %)のリミットを<5%から<8%に変更
- ◆ 一般的なレイアウト (ロゴ、色、フッター) の更新
- ◆ “Part Number” から “Product No.”へ表記の変更
- ◆ “Exp. Date”から “Expiry Date”へ表記の変更
- ◆ 細胞数は有効数字 3 桁で表示し、生存率は小数点以下 1 桁で表示
- ◆ 手書きの署名の代わりに、“This lot was released by ”が自動的に記入される

Tech Note No. 994-0223 (checklist):

- ◆ 3 ページのロット特有の Certificate Values が削除
 - Certificate Values (Average、Acceptance Range、Variation Limits) の事前印字が無くなり、自身で記入するシステムへ変更

以上