

2024年9月

お客様各位

株式会社エムエステクノシステムズ 営業部
東京 TEL03-3235-0673 大阪 TEL06-6396-6616
E-mail: technosales@technosaurus.co.jp

製品の仕様変更について（Cellular Technology Ltd. 社製品）

拝啓、時下ますますご清栄の段、お慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、誠に有難うございます。

このたび Cellular Technology Ltd.社（以下 CTL 社）の蛍光 ELISPOT キット（FluoroSpot kit）コンポーネントのアップデートがありましたのでお知らせいたします。

今回の変更は、キットに含まれる Streptavidin CTL-RED の改良です。これにより CTL-RED の赤色蛍光シグナルが効率的に増加し、その結果、より少ない試薬の使用量で、バックグラウンドに近い、弱いシグナルも可視化できます。

変更の詳細に関しましては以下の通りです。

ご不明点がございましたらお気軽に弊社までお問い合わせください。引き続き当社製品をご愛顧のほど、何卒宜しく願い申し上げます。

敬具

記

【対象の製品】

CTL 社 蛍光 ELISPOT キット（FluoroSpot kit）1, 2, 3-color kit (4-color kit の仕様変更はありません)

<変更対象外の製品>

- Human IL-5/IL-17, 2-Color FluoroSpot
- Human IFN- γ /IL-5/IL-17, 3-Color FluoroSpot

【変更となるコンポーネント】

Streptavidin CTL-RED

【出荷開始時期】

2024年9月出荷分より

【現行バージョンの入手について】

2024年の終わりまで、従来の CTL-RED を含むキットも供給可能です。希望される方は、ご発注される前に弊社までご連絡ください。

2024/9/13 更新

以上