

2026年6月

お客様各位

株式会社エムエステクノシステムズ 営業部

東京 Tel.03-3235-0673 大阪 Tel.06-6396-6616

E-mail: technosales@technosaurus.co.jp

製品の仕様変更について（Cellular Technology Ltd.社 ダブルカラー発色キット）

Cellular Technology Ltd.社（C.T.L社）、ダブルカラー発色 ELISPOT キット製品において、試薬の使用量および同梱量に変更となります。

変更内容

- Red substrate component の使用量が変わります。
R1 (Red substrate component 1) 180 μ L → **270 μ L** / (1 プレート分) に変更
R2 (Red substrate component 2) 160 μ L → **240 μ L** / (1 プレート分) に変更
- 上記変更に伴い、キットに含まれる R1, R2 の容量も変わります。
- 2026年6月以降製造分の T 細胞および B 細胞ダブルカラー発色 ELISPOT キットより変更が適用されます。
- 本変更によるキット性能への影響はありません。

ご使用にあたって

ご使用前に、必ずキットに同梱されている最新のプロトコールをご確認ください。

ご不明点がございましたら弊社までお問い合わせください。

引き続き当社製品をご愛顧のほど、何卒宜しくお願い申し上げます。

以上