

2026年6月

お客様各位

株式会社エムエステクノシステムズ 営業部

東京 Tel.03-3235-0673 大阪 Tel.06-6396-6616

E-mail: technosales@technosaurus.co.jp

製品の仕様変更について（Cellular Technology Ltd.社製品）

Cellular Technology Ltd.社（C.T.L社）、ELISPOT キット製品において、一部試薬の使用量および同梱量
が変更となります。

変更内容

- Detection Reagent（検出用抗体）の使用量が 変更されます。
Mouse IFN γ ELISPOT キットの場合：10 μ L/プレート → 50 μ L/プレート に変更
- 上記変更に伴い、キットに含まれる Detection Reagent の容量も変更されます。
- 2026年6月以降製造分の Mouse シングルカラー-IFN γ ELISPOT キットより変更が適用され、順次
他のキットでも変更が行われる予定です。
- 本変更によるキット性能への影響はありません。

ご使用にあたって

ご使用前に、必ずキットに同梱されている最新のプロトコールをご確認ください。

ご不明点がございましたら弊社までお問い合わせください。

引き続き当社製品をご愛顧のほど、何卒宜しくお願い申し上げます。

以上