

2024年2月15日

お客様各位

株式会社エムエステクノシステムズ 営業部

Prime Taq Polymerase の使用説明書の誤記について

拝啓、時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、弊社が販売しております GenetBio 社製の Prime Taq Polymerase(カタログ番号 G1000)について、メーカー側で製品に添付している英文の使用説明書に誤記がございましたのでお知らせいたします。

誤記の内容ですが、反応液に加える Taq ポリメラーゼ溶液の使用量が、本来の使用量より多い量で記載されております。

(誤)0.6~1.25 μ l → (正) 0.2~0.5 μ l

既にご購入済みのお客様におかれましては、弊社ウェブサイトで正しい使用説明書をダウンロードしていただけるようにいたしました。トップページの What's New の「Prime Taq Polymerase 説明書の誤記について」のご案内中のリンクから、ダウンロードください。

また、2024年2月15日以降弊社から出荷する製品には本来の使用量で記載された使用説明書を製品に添付して出荷いたします。

お客様各位には大変ご迷惑をおかけいたしまして誠に申し訳ございません。また、お手数でございますが、既に当製品をご購入下さったお客様におかれましては、正しい使用説明書をダウンロードしてくださりますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。

敬具

記

この件に関するお問い合わせ先:

株式会社エムエステクノシステムズ営業部

東京:TEL03-3235-0673

大阪:TEL06-6396-6616

Email:technosales@technosaurus.co.jp

以上